

Arvoisa asiakas,

Viitearvot muuttuvat

D-vitamiini-1,25-OH

S -D-1,25 KL 3163

Reagenssivalmistajan referenssivakion jäljitettävyyys muuttuu LC-MS/MS-menetelmään. Tästä johtuen tulostaso laskee hieman ja seerumin 1,25-dihydroksivitamiini D:n määrittämenetelmän viitearvot muuttuvat.

Nykyiset viitearvot	52-267	pmol/l
Uudet viitearvot	37-216	pmol/l

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 14.11.2016 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

kemisti Hannakaisa Jaatinen

puh. 040 922 3140

hannakaisa.jaatinen@medix.fi