


Arvoisa asiakas,

Muutos Aktiivisen B12-vitamiinin tulostasossa

B12-vitamiini, aktiivinen (transkobalamiini II:een sitoutunut)
S -B12-TC2 KL 1142

Menetelmävalmistaja on vakioinut Aktiivisen B12-vitamiinin mittausmenetelmän kansainväliseen standardiin (World Health Organization 1st International Standard for Vitamin B12 and Serum Folate, 03/178). Uudelleen vakioinnin seurauksena menetelmän tulostaso laskee hieman. Menetelmän viitearvot eivät muutu. Oheinen kuvaaja havainnollistaa muutoksen suuruutta keskimäärin eri pitoisuuksilla:



Kuva: Product information letter PI1027-2016, Abbott

Yksittäisillä potilailla erot tulostasossa voivat olla suurempiakin. Uudelleen vakioituna menetelmä havaitsee aiempaa paremmin lievätkin B12-vitamiinin puutokset.

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 6.2.2017 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

sairaalakemisti Heidi Nousiainen
puh. 050 401 0726
heidi.nousiainen@medix.fi