

Arvoisa asiakas,

Säilytys- ja lähetysohjeet muuttuvat**Tuumoriin liittyvä trypsiini-inhibiittori****S -TATI KL 3592****U -TATI KL 3593**

Muutamme S -TATI ja U -TATI -näytteiden säilytys- ja lähetysohjetta alla olevan ohjeen mukaiseksi.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy enintään vuorokauden jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Pakastettu näyte lähetetään pakastelähetyksenä.

Muutos astuu voimaan heti.

Tiedustelut:

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen

puh. 050 431 4532

heidi.konttinen@medix.fi