

**Arvoisa asiakas,**

### **Virtsan perustutkimusten näytteenottoputket vaihtuvat**

Siirrymme käyttämään virtsan perustutkimuksissa BD Vacutainer® -virtsanäytteenottojärjestelmän tuotteita. Tutkimuksiin U -BaktVi ja U -Solut käytetään jatkossa säilöntäaineellisia 10 ml BD Vacutainer Plus C&S ja lasten virtsanäytteissä 4 ml BD Vacutainer C&S -putkia. Sekä 10 ml että 4 ml putkissa on vihreä korkki.

Huomioitahan, että BD Vacutainerin putkille on omat, niille soveltuvat adapterit. Virtsaputket ja adapterit ovat tilattavissa YML:stä.

Kotinäytteenotossa käytettävät, siirtoneulalla varustetut purkit, voitte hankkia suoraan BD:ltä (tilaukset.fi@bd.com).

Greiner bio-one Vacuette® kelta-mustakorkkisia Urine CCM 10 tai 4 ml putkia voi edelleen käyttää. Näyteputkien vaihto tehdään sitä mukaan, kun vanhat putket on käytetty loppuun.

#### **Tiedustelut:**

Asiakaspalvelu

puh. 09 52561

asiakaspalvelu@medix.fi