

**Arvoisa asiakas,**

**Hemoglobiini-A1c tutkimuksen menetelmä muuttuu**

**Hemoglobiini A1c, verestä**

**B -HbA1c      KL 6128**

Siirrymme käyttämään HPLC-menetelmää hemoglobiini-A1c analytiikassa aiemman fotometrisen, entsyymattisen menetelmän sijaan.

Muutos ei vaikuta viitearvoihin, näytteenottoon eikä näytteen lähettämiseen.

Menetelmämuutoksen seurauksena tulostaso muuttuu vähän: < 2 % (+0,7 mmol/mol)

Jatkossa analysoimme hemoglobiini-A1c näytteitä arkipäivinä ma-pe.

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 17.6.2019 ja siitä eteenpäin.

**Tiedustelut:**

kemisti Arto Katajamäki

puh. 050 573 5462

arto.katajamaki@medix.fi