

Asiakastiedote
59/2021
21.12.2021
Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Menetelmä- ja viitearvomuutos

Troponiini I
P -Tnl KL 4531

Muutokset koskevat Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Tutkimus siirretään tehtäväksi Abbott Alinity i -laitteella CMIA-menetelmällä. Uusi tulostaso on keskimäärin 31 % aiempaa matalampi.

Vanha viitearvo	Uusi viitearvo
Naiset alle 37 ng/l	Naiset alle 16 ng/l
Miehet alle 57 ng/l	Miehet alle 34 ng/l

Muutokset koskevat 17.1.2022 alkaen vastattavia tuloksia.

Tiedustelut
Ammattilaisneuvonta
p. 020 734 1550
ammattilaisneuvonta@synlab.fi