

Asiakastiedote

16/2022

16.2.2022

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Säilytys- ja lähetysohje muuttuu

Anti-Muller hormoni
S -AMH KL 6310

Muutos koskee Helsinkiin ja Tallinnaan lähetettäviä näytteitä.

Muutamme S -AMH -näytteiden säilytys- ja lähetysohjetta alla olevan ohjeen mukaiseksi.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.
Pidempiaikainen (maks. 6 kk) säilytys pakastettuna, jolloin myös
lähetys pakastettuna. Pakastettu näyte ei saa sulaa missään
vaiheessa ennen saapumista laboratorioomme.

Muutos astuu voimaan heti.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
p. 020 734 1550
ammattilaisneuvonta@synlab.fi