

Asiakastiedote**116/2022****23.11.2022**

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Tutkimuksen sisältö muuttuu**Echinococcus, vasta-aineet****S -EchiAb KL 1285**

Muutokset koskevat Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Tutkimus S -EchiAb laajenee ja sisältää jatkossa sekä *E. granulosus* että *E. multilocularis* vasta-aineiden seulonnan ELISA ja Western Blot -menetelmillä. Lisäksi ELISA-menetelmällä saadut positiiviset tulokset varmistetaan automaattisesti toisella menetelmällä.

Muutoksilla on vaikutusta tutkimuksen hintaan. SYNLABin myynti on asiakkaisiin tarpeen mukaan yhteydessä.

Indikaatiot	Ekinokokkoosin diagnostiikka
Näyteastia	Seerumiputki tai seerumigeeliputki
Näyte	2 ml seerumia. Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi on erotettava geelin päältä erotteluputkeen sentrifugoinnin jälkeen.
Säilytys ja lähetys	Näyte säilyy enintään 7 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.
Menetelmä	Western Blot ja seulontaluonteinen ELISA. Seulontapositiivisten näytteiden analysointia jatketaan IHA-menetelmällä (<i>E. granulosus</i>) ja/tai <i>E. multilocularis</i> Em18 antigeenin vasta-aineiden määrittämisellä ELISA-menetelmällä.
Vastausaika	7-14 arkipäivää
Viitearvot ja tulkinta	Tulokset viitearvoineen raportoidaan lausuntokentässä.

Muutokset koskevat niitä näytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme 1.12.2022 alkaen.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi