

Asiakastiedote**126/2022****16.12.2022**

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Näytteenotto-, säilytys- ja lähetysohje muuttuu**Hydroksitryptamiini (5-), Serotoniini****S -5-HT KL 3959**

Muutokset koskevat Helsingin ja Tallinnan keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Alihankintalaboratoriomme on päivittänyt S -5-HT tutkimuksen säilytys- ja lähetysohjeen alla olevan ohjeen mukaiseksi. Lisäksi poistamme tutkimukselta kylmänäytteenottovaatimuksen.

Näyteastia	Seerumiputki
Näyte	1 ml seerumia. Näytteen annetaan hyytyä huoneenlämmössä. Seerumi erotellaan heti näytteen hyydyttyä ja pakastetaan välittömästi.
Säilytys ja lähetys	Säilytys ja lähetys pakastettuna.

Muutos astuu voimaan heti.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi