

Asiakastiedote
18/2023
15.3.2023
Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Tekopaikka-, menetelmä- ja viitearvomuuotos

Immunokompleksit, kiertävät S -CIC KL 3050

Muutokset koskevat Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Siirrämme tutkimuksen tehtäväksi toiseen alihankintalaboratorioon. Tekopaikkamuutoksen seurauksena näytteen säilytys ja lähetys, menetelmä, viitearvot, tekotiheys ja vastausaika muuttuvat.

Näyteastia	Seerumiputki
Näyte	1 ml seerumia
Säilytys ja lähetys	Näyte säilyy jääkapissa (+2–8°C) 7 vrk. Lähetys kylmässä. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan (-20°C). Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna (-20°C).
Menetelmä	Nefelometrinen
Viitearvot	Negatiivinen: < 4.4 U/ml Raja-arvoinen: 4.4 – 10.8 U/ml Positiivinen: > 10.8 U/ml
Tekotiheys	1 x vko
Vastausaika	10 arkipäivää

Muutokset koskevat niitä näytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme 31.03.2023 alkaen.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
p. 020 734 1550
ammattilaisneuvonta@synlab.fi