

Asiakastiedote
46/2023
1.8.2023

Arvoisa asiakas,

Tekopaikkamuutos

Perfenatsiini
S -Perfen KL 3099

Tiedote koskee Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Siirrämme tutkimuksen tehtäväksi toiseen alihankintalaboratorioon. Tekopaikkamuutoksen myötä säilytys ja lähetys, viitearvot, tekotiheys ja vastausaika muuttuvat. Menetelmä (LC-MS/MS) ei muutu.

Muutos saattaa vaikuttaa tulostasoon, mikä pitää huomioida seurannassa olevien potilaiden kohdalla.

Näyteastia	Seerumiputki
Näyte	1 ml seerumia. Näyte suojataan valolta. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta, mikäli lääkäri ei ole ohjeistanut toisin.
Säilytys ja lähetys	Näyte säilyy 4 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä, mikäli näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.
Viitearvot	Terapeuttinen alue 1,5 – 6,0 nmol/l Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 12,4 nmol/l
Tekotiheys	1 x viikossa
Vastausaika	10 arkipäivää
Kirjallisuusviite	Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2017

Muutokset koskevat näytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme 24.8.2023 alkaen.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
p. 020 734 1550
ammattilaisneuvonta@synlab.fi