

Arvoisa asiakas,

Viitearvomuuotos

Kromograniini A
fS-CgA KL 4504
fP-CgA KL 6041

Kromograniini A:n viitearvot muuttuvat RIA-määrityksessä käytettävän vasta-
aineen vaihtuessa. Keskimääräinen tulostaso laskee noin puoleen nykyisestä,
selvästi kohonneissa (yli 10 nmol/l) muutos on pienempi.

Säilytämme analysoidut potilasnäytteet pakastettuina puolen vuoden ajan
6.5.2013 lähtien. Erikseen pyydetessä määritämme edellisen näytteen
samanaikaisesti uuden näytteen kanssa. Mikäli edellinen näyte on otettu em.
päivämäärää aikaisemmin, suosittelemme seurantanäytteen ottamista
lyhyemmällä aikavälillä uuden tulostason määrittämiseksi.

Uudet viitearvot:

alle 3,0 nmol/l

Vastaamisalaraja: 1,0 nmol/l

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 12.6.2013 ja siitä
eteenpäin.

Tiedustelut:

kemisti Liisa Ahola
puh. 050 409 0653
liisa.ahola@medix.fi

Hintatiedustelut:

asiakasyhteyspäällikkö Anne Knaapila
puh. 050 409 0864
anne.knaapila@medix.fi