

Asiakastiedote 31/2024

22.4.2024

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Muistutamme soveltuvasta näyteastiasta

Albumiinin ja kreatiniinin suhde

U -AlbKre KL 4511

Pyydämme huomioimaan, että näytteet U -AlbKre -tutkimusta varten tulee lähettää 4-5 ml:n putkissa. Putket ovat tilattavissa kotisivuillamme olevalla [tarviketilauslomakkeella](#). Suuremmat 11 ml:n näyteputket eivät sovellu tuotantoon. Väärän kokoinen putki aiheuttaa viivästystä tutkimusten vastauksissa sekä lisätyötä analysoivassa laboratoriossa.

Kiitos, että jatkossa huomioitte tämän asian toimipisteissänne.

Yhteydenotot

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi

