

Asiakastiedote

51/2024

2.7.2024

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Tumavasta-aineiden tekopaikka- ja vastaustapamuutos

Tuma, vasta-aineet

S -ANA KL 2819

Tuma-vasta-ainetutkimus siirretään tehtäväksi Helsingin keskuslaboratorioon. Samalla vastaustapa muuttuu. Seulonta tehdään laimennoksella 1:320 kuten ennenkin, mutta positiivisten näytteiden jatkotutkimukset tehdään laimennoksilla 1:1280 ja 1:5120. Tulokset vastataan entisen posit / negat vastauksen sijaan titteri <320, 320, 1280, 5000 tai >5000. Värjäyskuvio ilmoitetaan lausunnossa.

Muutokset koskevat niitä näytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme 12.8.2024 alkaen.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi