

Arvoisa asiakas,

Menetelmä-, viitearvo- ja rakennemuutos

Coxiella burnetii, vasta-aineet

S -CobuAb KL 2557

Osatutkimukset

Coxiella burnetii, IgG vasta-aineet, faasi II

S -CobuGF2 ATK 10244

Coxiella burnetii, IgM vasta-aineet, faasi II

S -CobuMF2 ATK 10245

Coxiella burnetii, IgG vasta-aineet, faasi I

S -CobuGF1 ATK 10246

Coxiella burnetii, IgM vasta-aineet, faasi I

S -CobuMF1 ATK 10247

Siirrämmme tutkimuksen tehtäväksi toiseen alihankintalaboratorioon. Tekopaikkamuutoksen seurauksena menetelmä, viitearvot ja rakenne muuttuvat. Samassa yhteydessä tutkimukselle otetaan käyttöön uusi osatutkimus S -CobuAF1 (Coxiella burnetii, IgA vasta-aineet, faasi I, ATK 11092) ja osatutkimus S -CobuMF1 (Coxiella burnetii, IgM vasta-aineet, faasi I, ATK 10247) poistuu. Alla listattuna muuttuvat tiedot.

Uusi rakenne	S -CobuAb	KL 2557	STT 11344
	Osatutkimukset		
	S -CobuGF2	ATK 10244	STT 11345
	S -CobuMF2	ATK 10245	STT 11346
	S -CobuGF1	ATK 10246	STT 11347
	S -CobuAF1	ATK 11092	STT 11348

Näyteastia Seerumi- tai seerumigeeliputki

Näyttemäärä 1 ml

Menetelmä ELISA

Tekotiheys 2–3 x viikossa

Vastausaika 5–7 arkipäivää

Asiakastiedote**83/2024****9.12.2024**

Sivu 2(2)

Viitearvot

Tutkimus	Uusi viitearvo	Vanha viitearvo
S -CobuGF2 ATK 10244	<20 U/ml negatiivinen 20–30 U/ml raja-arvoinen >30 U/ml positiivinen	alle 256 titteri
S -CobuMF2 ATK 10245	negatiivinen	negatiivinen
S -CobuGF1 ATK 10246	negatiivinen	alle 256 titteri
S -CobuAF1 ATK 11092	negatiivinen	-

Muutokset koskevat näytteitä, jotka saapuvat tutkittavaksi 8.1.2025 alkaen.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi