


CANDIDA, VILJELY

-CandVi (1628)
(Vaginanäyte)

Hiivainfektion epäily, esim. hiivavaginiitti

Näytteenottovälineet

- Geelikuljetusputki
- Nimitarra geelikuljetusputkeen



Näytteenotto

Näytteenottoon tarkoitettu geelikuljetusputki poistetaan suojaussista. Putkessa kiinni oleva vaalea korkki poistetaan ja hävitetään sekajätteeseen. Näytteenottotikku otetaan suojaussista siten, ettei sen pumpulipähän kosketa sormilla.

Näytteenottotikku viedään emättimeen noin 5 cm syvyydelle ja pyöritetään noin 30 sekunnin ajan siten, että tikun pumpulipää hankaa emättimen seinämää. Näytteenoton jälkeen tikun pumpulipää työnnetään suoraan kuljetusputken geeliin, siten että tikun päässä oleva värillinen korkki asettuu tiiviisti paikoilleen.

Tarraan kirjoitetaan henkilötiedot, sekä päivämäärä ja se liimataan geelikuljetusputkeen.

Säilytys ja kuljetus

Näyte toimitetaan laboratorioon samana päivänä näytteenoton jälkeen tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Näytteen säilytys jääkaappilämpötilassa (+2- +8°C).