

## ELASTAASI 1, AVFÖRING

F -Elast1 (1718)

Utredning av pankreasinsufficiens

### Provtagningsmaterial

- Avföringsburk, torr/med skruvlock
- Provtagningskärl för engångsbruk
- Namnetikett
- Plastpåse (t.ex. Minigrip®)

### Provtagning

- Tarmen töms i engångskärl. Urin får inte blandas med avföringen. Ungefär en tesked avföring överförs genast efter tömning av tarmen med hjälp av spateln som är fäst vid locket. Ett mycket vattnigt prov kan ge fel resultat. Burken tillsluts omsorgsfullt. Utsidan av burken ska vara ren.
- Namnetiketten från laboratoriet, eller en själv ifylld namnetikett, fästs på avföringsburken. Etiketten ska innehålla uppgifter om namn, personbeteckning och provtagningsdatum.
- Efter provtagningen placeras avföringsburken i en plastpåse som försluts omsorgsfullt.

### Förvaring och transport

Provtagningsburken ska levereras till laboratoriet snarast möjligt, helst redan under provtagningsdagen. Kyltransport rekommenderas. Provets hållbarhetstid i kylskåp (2-8°C) är 3 dygn.