

## KALPROTEKTIINI, AVFÖRING

F -Calpro (4803)

Screening av inflammatorisk tarmsjukdom, bedömning av sjukdomens aktivitet samt behandlingens effekt.

### Provtagningsmaterial

- Avföringsburk, torr/med skruvlock
- Provtagningskärl för engångsbruk
- Namnetikett
- Plastpåse (t.ex. Minigrip®)

### Provtagning

- Tarmen töms i engångskärl. Urin får inte blandas med avföringen. Minst en tesked avföring, högst hälften av provkärlets volym, överförs genast efter tömning av tarmen med hjälp av spateln som är fäst vid locket. Burken tillsluts omsorgsfullt. Utsidan av burken ska vara ren.
- Namnetiketten från laboratoriet, eller en själv ifylld namnetikett, fästs på avföringsburken. Etiketten ska innehålla uppgifter om namn, personbeteckning och provtagningsdatum.
- Efter provtagningen placeras avföringsburken i en plastpåse som försluts omsorgsfullt.

### Förvaring och transport

Provtagningsburken ska levereras till laboratoriet snarast möjligt, helst redan under provtagningsdagen. Provets hållbarhetstid i kylskåp (2-8°C) är 3 dygn.