

SALMONELLA, ODLING, AVFÖRING

F -SalmVi (2608)

Hälsoundersökningar för anställda inom livsmedelsbranschen eller övriga branscher, uppföljning av konstaterad smitta av salmonella samt etiologiska utredningar.

Provtagningsmaterial

- Transportrör för bakterieprov
- Provtagningskärl för engångsbruk
- Namnetikett
- Plastpåse (t.ex. Minigrip)



Provtagning

Transportrören för bakterieprov förvaras i rumstemperatur före provtagningen.

- Tarmen töms i ett engångskärl eller i WC-papper. Urin får inte blandas med avföringen. Provet flyttas till transportröret för bakterieodling omedelbart efter tömning av tarmen.
- Öppna paketet som innehåller transportröret för bakterieprov. Böj av rörets kork vid den streckade linjen. Kasta bort korken.
- Bomullspinnen trycks in i avföringen så att rikligt med avföring fastnar på pinnen.
- Bomullspinnen med avföring trycks ända till botten av transportröret, in i rörets gel. Korken på bomullspinnen stänger röret.
- Fäst namnetiketten från laboratoriet, eller en själv ifylld namnetikett, på transportrören. Etiketten ska innehålla uppgifter om namn, personbeteckning och provtagningsdatum.
- Efter provtagningen placeras transportrören i en plastpåse som försluts omsorgsfullt.

Förvaring och transport

Transportrören för bakterieprov förvaras i kylskåp efter provtagningen (2-8°C) och levereras till laboratoriet i rumstemperatur, gärna samma dag eller senast på morgonen följande dag.

Till laboratoriet anmäls ort för möjlig utlandsresa, om diarrésymptomen har börjat inom 7 dygn efter resan.