

**Asiakastiedote****98/2022****23.9.2022**

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

**Tekopaikkamuutos****Koriongonadotropiini-B-alayksikkö, vapaa  
S -hCG-B-V KL 4235**

Muutokset koskevat Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Siirrämme tutkimuksen tehtäväksi toiseen alihankintalaboratorioon. Tekopaikkamuutoksen seurauksena näytteen säilytys ja lähetys, menetelmä, viitearvot, yksikkö, tekotiheys ja vastausaika muuttuvat.

**Näyte** 1 ml seerumia**Säilytys ja lähetys** Säilytys jääkapissa (+2–8°C) 7 vrk. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan (-20°C). Lähetys kylmälähetyksenä. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna (-20°C).**Menetelmä** Luminoimmunologinen (LIA)**Viitearvot**

<b>Naiset</b>		<b>Miehet</b>	
≤44 vuotiaat (ei raskaus)	< 5 IU/l	≥14 vuotiaat	<2.5 IU/l
≥45 vuotiaat (postmenopausi)	< 8 IU/l		

**Tekotiheys** 5 x vko**Vastausaika** 4–5 arkipäivää

Muutokset koskevat niitä näytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme 5.10.2022 alkaen.

**Tiedustelut**

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi