

Asiakastiedote 2/2024

19.1.2024

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Tekopaikka- ja viitearvomuuotos

Kollageeni I:n aminoterminaalinen telopeptidi

U -INTP KL 4477

Osatutkimus

U -KreINTP ATK 10503 (Kreatiniini virtsasta)

Tutkimus siirtyy tehtäväksi toiseen alihankintalaboratorioon. Samalla muuttuvat mm. viitearvot. Menetelmänä säilyy EIA, mutta seurannassa oleville potilaille suositellaan tiheennettyä näytteenottoväliä uuden tulostason selvittämiseksi.

Uusi säilytys- ja lähetysohje: Näyte säilyy enintään 2 vrk jääkaapissa, lähetys kylmälähetetyksenä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Uudet INTP:n viitearvot:

0 - 1-vuotiaat	102 - 4769	nmol/mmol Krea
2 - 5-vuotiaat	34 - 1752	nmol/mmol Krea
6 - 10-vuotiaat	90 - 1356	nmol/mmol Krea
11 - 15-vuotiaat	34 - 2158	nmol/mmol Krea
16 - 20-vuotiaat	30 - 780	nmol/mmol Krea
Miehet, yli 20-vuotiaat	13 - 78	nmol/mmol Krea
Naiset, yli 20-vuotiaat		
premenopausaaliset:	14 - 74	nmol/mmol Krea
postmenopausaaliset:	26 - 124	nmol/mmol Krea

Uudet Kreatiniinin viitearvot:

Naiset, aamuvirtsa	2,7 - 19,5 mmol/l
Miehet, aamuvirtsa	3,5 - 23,0 mmol/l

Uusi vastausaika: 5 - 8 arkipäivää

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 19.1.2024 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi