

Arvoisa asiakas,

Tekopaikka- ja viitearvomuuotos

Inhibiini B

S -InhibB **KL 6450, STT 9416**

Siirrämme tutkimuksen tehtäväksi toiseen alihankintalaboratorioon. Muutoksen myötä osa miesten viitearvoista päivitetään vastaamaan uuden tekopaikan tietoja. Naisten viitearvoihin ei tule muutoksia. Menetelmä ja tutkimuksen muut tiedot säilyvät ennallaan.

Miesten viitearvot

Miesten uudet viitearvot:		Miesten poistuvat viitearvot:	
Ikä	Viitearvot (ng/l)	Ikä	Viitearvot (ng/l)
≤ 2 vrk	128-300	< 2 vrk	128-300
napanuoraveri	87-243 (ei muutu)	napanuoraveri	87-243
3-7 vrk	152-486	2-6 vrk	152-486
8-10 vrk	180-420	7-9 vrk	180-420
11-14 vrk	227-405	10-13 vrk	227-405
15-20 vrk	200-362	14-19 vrk	200-362
21-30 vrk	268-450	20-29 vrk	268-450
1-2 kk	254-513	30 vrk-2 kk	254-513
3-5 kk	204-427 (ei muutu)	3-5 kk	204-427
6-8 kk	126-500 (ei muutu)	6-8 kk	126-500
9-11 kk	94-383 (ei muutu)	9-11 kk	94-383
12-14 kk	71-272 (ei muutu)	12-14 kk	71-272
15-17 kk	96-245 (ei muutu)	15-17 kk	96-245
18-20 kk	80-248 (ei muutu)	18-20 kk	80-248
21-23 kk	71-204 (ei muutu)	21-23 kk	71-204
2-9 v	alle 258 (ei muutu)	2-9 v	alle 258
10-15 v:		10-15 v:	
Tanner I	35-182 (ei muutu)	Tanner I	35-182
Tanner II	62-338 (ei muutu)	Tanner II	62-338
Tanner III	78-323 (ei muutu)	Tanner III	78-323
Tanner IV	67-304 (ei muutu)	Tanner IV	67-304
Tanner V	95-323	Tanner V	120-400
≥ 16 v	120-400 (ei muutu)	≥ 16 v	120-400

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 27.2.2025 ja siitä eteenpäin.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi